

プロメガ日本設立
30周年御礼!

DIA プロテオーム解析受託

年末までホット

特別価格適用期間 2025 年 12 月 19 日受注分まで

最高の分析深度

かずさ DIA
ウルトラ

サンプル中のごく微量なタンパク質*も、
限界まで検出したい人向け

*受容体や転写因子など

通常価格 1検体 ¥380,000 → 特別価格 1検体 ¥342,000

最高のコストパフォーマンス

かずさ DIA
スタンダード

そこそこ発現量のあるタンパク質*を
お手頃価格で検出したい人向け

*細胞に含まれるタンパク質の 2/3 程度が目安

通常価格 1検体 ¥100,000 → 特別価格 1検体 ¥90,000



おんぎゃー

特価対象メニュー

6サンプル以上でさらにおトクになります!

価格はお問合せください。

表示価格は税抜きです。

解析メニュー	取得データ 目安	解析機器	必要サンプル量	納期	サンプル 数	通常価格 / 1 サンプル	キャンペーン価格 / 1 サンプル
DIA プロテオーム解析：発現タンパク質の同定と相対定量解析							
かずさ DIA ウルトラ	～11000 タンパク質	Orbitrap Astral [®]	タンパク質：10 µg 以上 目安：細胞 1×10 ⁵ 以上、 組織 0.1 mg 以上	4 週間～	1 ～ 5	¥380,000	¥342,000
かずさ DIA アップグレード プラチナ (旧高深度 DIA)	～10000 タンパク質	Orbitrap Exploris 480 [®]				¥300,000	¥270,000
かずさ DIA アップグレード ゴールド (旧標準 DIA)	～9000 タンパク質	Orbitrap Exploris 480 [®]				¥200,000	¥180,000
かずさ DIA スタンダード (旧簡易 DIA)	～8000 タンパク質	Orbitrap Exploris 480 [®]				¥100,000	¥90,000
DIA によるアフィニティ精製試料中のタンパク同定と相対定量解析 (AP-MS) アフィニティ精製：免疫沈降、ブルダウン、ビオチンアフィニティー精製など							
提出サンプル：ピーズ	—	—	2 ～ 3 µg の抗体で免疫沈降した タンパク質 (ホームページ掲載の オンビーズプロトコルの利用を推奨)	4 週間～	1 ～ 5	¥144,000	¥129,600
提出サンプル：溶出物	—	—				¥192,000	¥172,800
提出サンプル：Bio-ID、 Turbo-ID 細胞ペレット (ビオチン化タンパク質解析用)	—	—				¥201,000	¥180,900
血清 / 血漿のタンパク質濃縮							
LEL 濃縮法 (特許申請中)	DIA プロテオーム解析 (アップグレード プラチナ) で血清から 4,000 タンパク質、 血漿から 6,000 タンパク質検出		血清 / 血漿 50 µL 以上	納期に 影響せず	1	¥40,000	¥36,000

※ Thermo Fisher Scientific 社

取得データは目安の数値であり、データ量の保証をするものではありません。培養細胞系における目安であり、サンプル内容により変動がございます。

プロメガ株式会社

ここが
すごい!

DIA プロテオーム解析

従来の解析で検出できなかった微量なタンパク質の発現・相対定量解析が可能

分析深度

まだまだ感度向上中! 研究目的に合わせて選べる分析深度

定量性

DIA 法により類似ペプチドを再現性良く、感度よく検出


再現性

同一サンプル間 (連続測定) の相関係数は 0.99 以上。
分析用の Duplicate を省略可能。

今だけ!

コストパフォーマンス

高品質データがスペシャル価格



当サービスのかずさ DIA ウルトラで検出されたタンパク質のダイナミックレンジ (HEK293 細胞を用いた場合)

例えば こんな研究に*

*選択メニュー、送付サンプルは一例です。

セクレトーム解析



バイオマーカー探索やってます!
血漿由来のエクソソームに含まれる
タンパク質を同定したいです。

微量タンパク質だけど
検出できるかな?

分泌タンパク質は
基本的に低濃度でサンプル間の
バラつきも大きいので、
**高感度・定量性に優れ、
非ターゲット法である
DIA プロテオーム解析**は
理想的です!




選択メニュー

かずさ DIA ウルトラ
~ゴールド

送付サンプル

抽出したエクソソームの
ペレット

疾患プロテオミクス



疾患モデル動物から
臓器の部位別に
サンプルを採取し、
それに含まれるタンパク質の
比較定量解析をして
違いを明らかにしたいです。

組織中の部位間の差・
発現量差が小さい場合があり、
**高精度なかずさの
DIA プロテオーム解析**がおすすめです。
マルチサンプル比較にも強く、
非モデル生物でも解析可能です。
病期別解析における展開も期待できます。



選択メニュー

かずさ DIA ウルトラ
~スタンダード

送付サンプル

凍結組織、血漿・血清
(血漿・血清は別途オプション
の前処理が必要となります)

その他、**インタラクトーム解析** も人気です。プルダウン後のビーズを溶出せずそのままサンプルとして提出できます。

詳細・お問合せ・お見積り www.promega.co.jp/proteome_jutaku/



日本語 Web site : www.promega.co.jp

テクニカルサービス・Tel. 03-3669-7980 • E-Mail : prometec@jp.promega.com

プロメガ株式会社

本 社 〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町1-5 PMO日本橋江戸通
Tel. 03-3669-7981

大阪事務所 〒541-0051
大阪市中央区備後町4-1-3 御堂筋三井ビルディング
Tel. 06-6202-4581

※製品の仕様、価格については 2025 年 8 月現在のものであり予告なしに変更することがあります。

販売店



株式会社 新興精機

本社
北九州、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島、大阪、名古屋、東京