# メトラー・トレド レイニン キャンペーン

## 2025年度末



キャンペーン期間: 2025年12月1日 (月) ~2026年3月31日 (火) 受注分まで

### ■ キャンペーンお申し込み方法

当キャンペーンをご検討の方は、メトラー・トレドレイニンの営業担当または、お取引のある代理店・ディーラー様にお声掛け頂くか、キャンペーンページからお申込みください。お見積りを発行させて頂きます。

製品カタログはこちら



キャンペーンはこちら



METTLER TOLEDO

## 手動シングルチャンネルピペット Pipet-Lite XLS+ (LTSのみ)



#### 快適性:

手にフィットするハンドル、フィンガーフック、軽量スプリング、スムーズ なシーリングシステムにより1日を通して快適にご使用いただけます。

### 優れたチップイジェクター:

高密度ポリマー製チップイジェクターは、オートクレーブ処理が可能です。さらに化学薬品や物理的損傷にも高い耐性があります。イジェクターは、1ステップの簡単な操作で取り外すことができます。

#### 安全な容量ロック:

容量調節ロックにより、思いがけない容量設定の狂いを防止し、手袋を したままでもすばやい容量調節が可能です。

#### 高度なアセット管理:

レイニン XLS/XLS+ ピペットに内蔵されている RFID チップは、SmartStand および PipetteX ソフトウェア (別売) によって読み取られ、校正データを保存、表示します。





品番	製品名	容量範囲	価格	特別価格	注文数
17014393	Pipet-Lite LTS Pipette L-2XLS+	0.2-2 μL	¥70,200	¥45,600	
17014388	Pipet-Lite LTS Pipette L-10XLS+	0.5-10 μL	¥70,200	¥45,600	
17014392	Pipet-Lite LTS Pipette L-20XLS+	2-20 μL	¥63,900	¥41,500	
17014384	Pipet-Lite LTS Pipette L-100XLS+	10-100 μL	¥63,900	¥41,500	
17014391	Pipet-Lite LTS Pipette L-200XLS+	20-200 μL	¥63,900	¥41,500	
17014405	Pipet-Lite LTS Pipette L-300XLS+	20-300 μL	¥63,900	¥41,500	
17014382	Pipet-Lite LTS Pipette L-1000XLS+	100-1000 μL	¥63,900	¥41,500	
17014390	Pipet-Lite LTS Pipette L-2000XLS+	200-2000 μL	¥63,900	¥41,500	
17011790	Pipet-Lite Pipette LTS L-5000XLS	500-5000 μL	¥74,100	¥48,100	
17011783	Pipet-Lite Pipette LTS L-10MLXLS	1-10 mL	¥74,100	¥48,100	
17011788	Pipet-Lite Pipette LTS L-20MLXLS	2-20 mL	¥78,800	¥51,200	



## 手動マルチチャンネルピペット Pipet-Lite XLS+(LTSのみ)



XLS+ はその画期的な新技術により、業界最高レベルのチャンネル間の一貫性を実現しています。

- 優れたバランス、軽量、軽いプランジャー
- 簡単な容量調節ロックで、容量設定の狂いを防止
- 堅牢かつ高い耐久性







動画でチェック!



品番	製品名	容量範囲	価格	特別価格	注文数
17013802	Pipet-Lite Multi Pipette L8-10XLS+	0.5-10 μL	¥197,500	¥128,300	
17013803	Pipet-Lite Multi Pipette L8-20XLS+	2-20 μL	¥184,300	¥119,700	
17013804	Pipet-Lite Multi Pipette L8-50XLS+	5-50 μL	¥184,300	¥119,700	
17013805	Pipet-Lite Multi Pipette L8-200XLS+	20-200 μL	¥184,300	¥119,700	
17013806	Pipet-Lite Multi Pipette L8-300XLS+	20-300 μL	¥184,300	¥119,700	
17014496	Pipet-Lite Pipette Multi L8-1200XLS+	100-1200 μL	¥237,800	¥154,500	
17013807	Pipet-Lite Multi Pipette L12-10XLS+	0.5-10 μL	¥241,300	¥156,800	
17013808	Pipet-Lite Multi Pipette L12-20XLS+	2-20 μL	¥223,000	¥144,900	
17013809	Pipet-Lite Multi Pipette L12-50XLS+	5-50 μL	¥223,000	¥144,900	
17013810	Pipet-Lite Multi Pipette L12-200XLS+	20-200 μL	¥223,000	¥144,900	
17013811	Pipet-Lite Multi Pipette L12-300XLS+	20-300 μL	¥223,000	¥144,900	
17014497	Pipet-Lite Pipette Multi L12-1200XLS+	100-1200 μL	¥299,800	¥194,800	

C社 ● 1200 µL





### 手動・電動アジャスタブルスペーサー

## Pipet-Lite Adjustable Spacer (LTSのみ) E4 Adjustable Spacer (LTSのみ)



異なるウェルサイズ、フォーマット間のサンプルの移送を容易に、また確実にします。 マルチチャンネルのノズル間の幅を、標準的な9mm間隔から14mm(8チャンネル)または19mm(6チャンネル)へ 変更できます。リミッターダイヤルで可動範囲の上限の位置を設定します。

すばやく、便利:チップの間隔を自由に調整可能

**可動範囲:**6チャンネル: 9~19 mm、 8チャンネル: 9~14 mm

複数のフォーマット: 24、48、96ウェルプレート、およびさまざまなチューブフォーマットで使用可能

アプリケーション:ゲノム、プロテオミクス、細胞のアッセイといった用途に最適



手動アジャスタブルスペーサー 製品ページはこちら



動画でチェック!





電動アジャスタブルスペーサー 製品ページはこちら



動画でチェック!



品番	製品名	容量範囲	価格	特別価格	注文数
17011841	Pipet-Lite Adjustable Spacer LA6-300XLS	20-300 μL	¥307,200	¥184,300	
17011840	Pipet-Lite Adjustable Spacer LA6-1200XLS	100-1200 μL	¥318,100	¥190,800	
17011844	Pipet-Lite Adjustable Spacer LA8-50XLS	5-50 μL	¥315,700	¥189,400	
17011843	Pipet-Lite Adjustable Spacer LA8-300XLS	20-300 μL	¥315,700	¥189,400	
17011842	Pipet-Lite Adjustable Spacer LA8-1200XLS	100-1200 μL	¥326,700	¥196,000	
17012327	E4 Adjustable Spacer LTS EA6-300XLS	20-300 μL	¥521,500	¥312,900	
17012328	E4 Adjustable Spacer LTS EA6-1200XLS	100-1200 μL	¥521,500	¥312,900	
17012329	E4 Adjustable Spacer LTS EA8-50XLS	5-50 μL	¥541,000	¥324,600	
17012330	E4 Adjustable Spacer LTS EA8-300XLS	20-300 μL	¥541,000	¥324,600	
17012331	E4 Adjustable Spacer LTS EA8-1200XLS	100-1200 μL	¥541,000	¥324,600	



## セミオート96ピペッティングプラットフォーム

### **MicroPro**



コンパクト、低価格で使いやすいMicroPro は、高解像度のタッチスクリーンにワイヤレスで接続し 直感的に操作可能です。

- 20µL、300µL、1250µLモデル
- キャビネット/フード内に適したコンパクトサイズ
- 複雑なワークフローを保存/検索
- 直感的なタッチスクリーンインターフェース
- 10段階コントロール
- デュアルトレイネスト (オプション) とストリップチップにより、連続希釈が容易に



製品ページはこちら



動画でチェック!



MicroPro300は8本のチップが連なったストリップチップを1列ずつ装着することが可能です (ストリップチップは300μLのみ、また対応機器はMicroPro300のみ)。

品番	製品名	容量範囲	価格	特別価格	
四街	表面句 第二章	<u>谷里</u> 型	仙竹	付別価格	/土乂奴
30852641	Electronic 96-ch pipette MicroPro 20 EX	2-20 µL	¥1,661,600	¥1,329,200	
30852640	Electronic 96-ch pipette MicroPro 300 EX	5-300 μL	¥1,661,600	¥1,329,200	
30932002	Electronic 96-ch pipette MicroPro 1250 EX	50-1250 μL	¥1,661,600	¥1,329,200	





## 連続分注器 NanoRep



最小0.1µLの吐出、最大1,000回分の等量を分注可能。 非接触吐出によりタッチオフが不要に。

- ノータッチオフ (非接触) 分注
- 最小容量100nL、最小可変容量10nLの微量分注が可能
- 軽量で快適なグリップ
- 揮発性、粘性、高濃度液体の移送に最適
- 1回の吸引で最大1,000分注が可能



製品ページはこちら



動画でチェック!



品番	製品名	価格	特別価格	注文数
30568171	Electronic Repeater Pipette NanoRep	¥148,500	¥118,800	

## ピペットコントローラー SP, SP+



指先での簡単操作 – 100mLまでの大容量に対応。 優れた人間工学、最先端技術、ユニークなヘッド、大容量のリキッドハンドリングに対 応する伸縮式ヘッドを採用。 スピードと使いやすさを提供します。

- 吸引/吐出の速度調節が可能
- 1回の充電で15時間、わずか10 分の充電でも最長1時間使用可能
- ◆ キャビネット/フード内のような限られたスペースでも快適操作。 特にヘッドが伸びることでより操作性をアップ (SP+のみ)
- 軽量で使いやすいエルゴノミクス設計
- 1mL-100mLのセロロジカルピペットに対応



製品ページはこちら



動画でチェック!



品番	製品名	価格	特別価格	注文数
30671414	Pipette Controller SP	¥55,800	¥39,000	
30671415	Pipette Controller SP+	¥64,300	¥45,000	



### 製品のご紹介(※キャンペーン対象外です)

### 卓上型ピペット検査機 SmartCheck

ISO8655: 2022 Part10で記載されているルーチンテストの実現に活用ください。 ピペットが正確に吐出していることを迅速に確認できる実用的なツールです。 レイニンだけでなく、 あらゆるブランドのピペットが検証可能です。 トレーニングやピペッティングのテクニック向上にもお勧めです。



製品ページはこちら



## ピペット管理ソフトウェア PipetteX

レイニンだけでなくあらゆるブランドのピペットのサービスデータの入力/更新を自動化します。

SmartCheckと連携することで、ルーチンテストの結果の保存、校正証明書の 自動取得が可能です。




製品ページはこちら



### 【技術向上とトレーニング】 GPP™ (Good Pipetting Practice™) による ピペットの使い方、セミナーなど

GPP™ (Good Pipetting Practice™)とは、メトラー・トレドとレイニンが提案する独自プログラムです。研究者が正確で再現性のある結果に達成できるよう支援し、精度と効率を向上させます。





### 【資料配布中】 ガイドブック、ホワイトペーパー、ポスター等の無料DL

信頼性の高いピペッティング結果を得るためにはスキルと知識が不可欠です。ピペッティングにおける幅広く、包括的な情報を無料でダウンロードいただけます。ガイドブック、関連文献、ポスター集などで、一貫性のある、より良い結果を得るためのヒントとコツをご紹介しています。

ダウンロードはこちら







### レイニンピペットサービスのご案内

### オンサイト (現地) 校正・返送校正・ISO 17025 対応 校正証明書

メトラー・トレドが提供する認定校正サービスは、GMP/GLP 準拠ラボがコンプライアンスを実現および維持するのに役立ちます。

### オンサイト (現地) 校正サービス

他メーカーのピペットにも対応

- 最小限の作業日数(終わり次第お渡し可能)
- レイニンはもちろん、他メーカー・ブランドの ほぼすべてのモデルのピペットにも対応
- お客様の研究室・作業環境にてピペット校正を実施
- 外部に持ち出せないピペットの管理に最適
- サトラー・トレドの天秤を使用して専門技術者が対応
- 作業後速やかに検査報告書 (PDF) を発行
- ISO 17025 認定サービス

### 返送校正サービス

- 業界最速級の作業日数
- レイニンはもちろん、他メーカー・ブランドのほぼすべてのモデルの ピペットにも対応
- ピペットをお預かりして校正を実施
- 厳しい温度、湿度、振動制御されたキャリブレーションセンターにて実施
- サトラー・トレドの天秤を使用して専門技術者が対応
- ISO 17025 認定サービス

#### ISO 17025 対応 校正証明書

#### 不確かさ評価:

ISO8655でも重要な要素として求められており、校正において欠かせない核心的なパラメータです。

#### トレーサブルな校正証明書:

使用する天びんなどの標準器はすべてトレーサブルであり、証明書上に明確に記載されています。そのため、不確かさ評価が適切に行われている場合、トレーサビリティ体系図を別途作成する必要はありません。

#### 第三者による認定:

ISO17025認定機関であるNvlap (米国)の厳格な監査を通じて、品質と技術の両面で徹底的な検証が行われています。これにより、証明書の信頼性と正確性が確実に保証されています。

#### 国際相互認証:

ilac-MRAという国際相互承認制度により、各国の試験機関や校正機関が共通の基準で認定され、ワンストップテスティングが可能になります。











動画でチェック!



詳細はこちら



www.mt.com/

For more information

#### メトラー・トレド株式会社 レイニン事業部

〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7 池之端日殖ビル 6F Email: support.jp@mt.com 代表電話: 03-5815-5515

©11/2025 Mettler-Toledo K.K.

- ●製品の仕様・価格は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください
- ●表示価格に消費税は含まれておりません

代理店名