


## 融点測定装置割引キャンペーン

特別価格でご提案

**メトラー・トレドの融点測定装置MP70/80は  
日本薬局方2.60/JISに準拠した自動測定が可能**

日本薬局方による目視での融点測定では、オペレーターによる誤差、測定中離れられないという時間の拘束、測定結果の転記ミスなどさまざまなエラーの発生が考えられます。メトラー・トレドの自動融点測定装置MP70/80は日本薬局方2.60/JISに準拠しながらも手間を減らし、測定精度の向上が期待できます。

- 一つのメソッドで2段階昇温が可能
- 溶ける様子をカラー動画で録画、いつでも機器上で再生、整合性の確認が可能
- 測定はワンクリックで開始可能、機器上で測定グラフを作成

**【キャンペーン内容】****対 象 製 品 ： 自動融点装置MP70/80****キャンペーン価格： 定価の20%オフ**

キャンペーンのお問合せ、お見積依頼は以下のキャンペーンページからお願いいたします。  
ご不明点がございましたら、ぜひお気軽にお問合せください！

**キャンペーン期間：2026年3月31日（ご注文分）まで**詳細は ▶ [www.mt.com/jp\\_mp\\_2026](http://www.mt.com/jp_mp_2026)**METTLER TOLEDO**

## ■薬局方/JISに準拠したExcellence自動融点測定装置



### Melting Point System MP70

#### 強力なパフォーマンス

MP70は、最大350℃の温度範囲で最大4つの融点/融解範囲を同時に測定可能とする理想的な装置です。

### Melting Point System MP80

#### 高い柔軟性

多目的のタスクに最適化されたMP80では、One Click™による融点、沸点、曇点、上昇融点の測定が可能です(最大温度: 350℃)。

## ■アクセサリボックス

MPアクセサリボックスには、確実なサンプル調製と追跡可能な温度精度チェックに必要なものがすべて入っています。ワークフローの効率性と操作の安全性を大幅に向上させます。

合衆国薬局方(USP)に準拠する場合、専用のUSP融点測定用アクセサリボックスを使用することで規制を確実に遵守できます。



### 正確なキャピラリ充填

#### 融点測定用

キャピラリツールは、正確なサンプル調製に最適です。わずかなサンプルで、最大6キャピラリまで同時および段階的な充填を容易に実行。

キャンペーンページ ▶ [www.mt.com/jp\\_mp\\_2026](http://www.mt.com/jp_mp_2026)



[www.mt.com](http://www.mt.com)

詳細はウェブサイトへ

メトラー・トレド株式会社 ラボ事業部

〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7 池之端日殖ビル6F

Email: [support.jp@mt.com](mailto:support.jp@mt.com) 代表電話: 03-5815-5515

©01/2026 Mettler-Toledo K.K.

- 製品の仕様・価格は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください
- 価格に消費税は含まれておりません



株式会社 新興精機

本社 北九州、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島、大阪、名古屋、東京