

# 核酸抽出精製関連製品



30~40%OFF

## ディスカウントキャンペーン

期間：2026年7月1日(水)~8月31日(月) ご注文分まで

本キャンペーンの対象製品は、マッハライ・ナーゲル社の製品です。



### 高純度プラスミドDNA精製

#### NucleoBond® Xtra Midi/Maxi (Plus), NucleoBond® Xtra Midi/Maxi (Plus) EF

- NB Xtraカラムで高流速、高収量
  - 目詰まりなし! 早い流速!!
  - Midiで~500 µg、Maxiで~1,000 µg
- LyseControlによる混合、中和の確認が可能
- 陰イオン交換カラムなので高純度
  - トランスフェクションに最適なプラスミドを精製

#### EF

- ・特殊な操作は不要、専用Bufferで**エンドキシンレベル0.05 EU/µg DNA未満**を実現
- ・初代培養細胞、幹細胞等への遺伝子導入などに最適

#### Plus

- ・溶出後のプラスミドの回収が**わずか5分**で完了!
- ・遠心操作によるイソプロパノール沈殿は**不要**

30%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoBond® Xtra Midi	収量: ~500 µg 時間: 70分	10回	740410.10	¥20,000	¥14,000
		50回	740410.50	¥92,000	¥64,400
		100回	740410.100	¥170,000	¥119,000
NucleoBond® Xtra Midi Plus (NucleoBond® Finalizer添付)	収量: ~500 µg 時間: 30分	10回	740412.10	¥25,000	¥17,500
		50回	740412.50	¥112,000	¥78,400
		100回	740412.100	¥220,000	¥154,000
NucleoBond® Xtra Maxi	収量: ~1,000 µg 時間: 75分	10回	740414.10	¥46,000	¥32,200
		50回	740414.50	¥220,000	¥154,000
		100回	740414.100	¥400,000	¥280,000
NucleoBond® Xtra Maxi Plus (NucleoBond® Finalizer添付)	収量: ~1,000 µg 時間: 35分	10回	740416.10	¥52,000	¥36,400
		50回	740416.50	¥245,000	¥171,500
		100回	740416.100	¥480,000	¥336,000
NucleoBond® Xtra Midi EF	収量: ~500 µg 時間: 85分	10回	740420.10	¥31,000	¥21,700
		50回	740420.50	¥144,000	¥100,800
NucleoBond® Xtra Midi Plus EF (NucleoBond® Finalizer添付)	収量: ~500 µg 時間: 45分	10回	740422.10	¥39,000	¥27,300
		50回	740422.50	¥170,000	¥119,000
NucleoBond® Xtra Maxi EF	収量: ~1,000 µg 時間: 90分	10回	740424.10	¥72,000	¥50,400
		50回	740424.50	¥340,000	¥238,000
NucleoBond® Xtra Maxi Plus EF (NucleoBond® Finalizer添付)	収量: ~1,000 µg 時間: 50分	10回	740426.10	¥80,000	¥56,000
		50回	740426.50	¥380,000	¥266,000

#### NucleoBond® Xtra BAC

30%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoBond® Xtra BAC	陰イオン交換カラムを用いた、BACやCosmidなどの高分子ベクター調製用キット	10回	740436.10	¥60,000	¥42,000
		25回	740436.25	¥136,000	¥95,200

表示価格はすべて税別です。

プラスミドミニプレップ

NucleoSpin® Plasmid EasyPure

シーケンスグレードのプラスミドDNA精製に

- 最大30 µgの収量、14分で6サンプルを処理可能
- pH指示試薬LyseControlにより、大腸菌のアルカリ溶解、中和反応を可視化
- RNase A溶液を添付、溶解作業なしですぐに抽出作業に使用可能

40%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® Plasmid EasyPure	簡便、迅速、高収量と3拍子揃ったプラスミド精製	50回	740727.50	¥13,000	¥7,800
		250回	740727.250	¥49,000	¥29,400

NucleoSpin® Plasmid Transfection-grade Plus

トランスフェクショングレードのプラスミドDNA精製に

- 新タイプのカラムで**最大収量2倍**
- オプションの追加洗浄を行うことでさらなるエンドキシンレベルを減少可能
- トランスフェクショングレードのプラスミドミニプレップの改良版

30%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® Plasmid Transfection-grade Plus <b>NEW</b>	収量、純度を改良したトランスフェクショングレードのミニプレップキット	50回	740500.50	¥18,000	¥12,600
		250回	740500.250	¥82,000	¥57,400

DNAクリーンアップ

NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up

NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up XS

- PCR反応液からの精製、ゲル回収の両方に使用可能！
- pH indicatorによる安心操作
- 短鎖 (> 50 bp) も高効率で回収
- 高濃度での調製が可能 → 最小 15 µlで溶出 (XSなら最小6 µl)
- オプションでssDNAやRNAの精製にも対応

2 in 1 キット!



40%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up	PCR反応液からもアガロースゲルからもわずか10分で精製可能	50回	740609.50	¥18,000	¥10,800
		250回	740609.250	¥72,000	¥43,200
NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up XS	XSスピナカラムで微量サンプルに対応、最小6 µlでの溶出が可能	50回	740611.50	¥18,500	¥11,100
		250回	740611.250	¥80,000	¥48,000

ゲノムDNA調製

NucleoSpin® Tissue

NucleoSpin® Tissue XS

- 動物組織、細胞、細菌、酵母、血液痕など多様な試料に対応できる汎用ゲノムDNA精製キット
- さまざまなサンプルに対応した**16種類以上のプロトコル**を用意
- XSタイプであればわずか**5 µl**で溶出可能、微量試料からのDNA精製に

30%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® Tissue	動物組織、細胞、酵母、血液痕などからゲノムDNA調製が可能	50回	740952.50	¥33,000	¥23,100
		250回	740952.250	¥148,000	¥103,600
NucleoSpin® Tissue XS	XSスピナカラムで微量サンプルに対応	50回	740901.50	¥38,000	¥26,600
		250回	740901.250	¥168,000	¥117,600

RNA調製

NucleoSpin® RNA

動物組織、細胞、細菌、酵母などからの調製に！  
溶解液の清澄化FilterからrDNaseまで、total RNA精製に必要な試薬をすべて含んだキット


- NucleoSpin® Filterを同梱  
→ 溶解液の清澄化と粘性低減  
→ ゲノムDNAの混入を低減
- rDNaseを添付  
→ 脱塩処理用バッファーとDNase反応用バッファーでカラム上でのDNase処理を最適化
- 精製RNAはそのままRT-PCRに使用可能



NucleoSpin® RNA XS

微量サンプル解析の理想的なソリューション！

- Single cellやわずか0.1 mgの組織切片からでもRNA精製が可能
- 5 µlで溶出できるため、高濃度のRNA調製が可能



ファンネル型のリングを採用することで径の小さいシリカメンブレンを保持。高濃度溶出を実現！

30%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® RNA	スピナカラムタイプのtotal RNA抽出キット	50回	740955.50	¥48,000	¥33,600
		250回	740955.250	¥208,000	¥145,600
NucleoSpin® RNA XS	微量サンプル対応のtotal RNA抽出キット	50回	740902.50	¥65,000	¥45,500
		250回	740902.250	¥300,000	¥210,000

NucleoSpin® RNA Plus

NucleoSpin® RNA Plus XS

専用カラムで混入gDNAを除去！新世代のRNA精製キット

- NucleoSpin® gDNA Removal ColumnによるgDNAの除去  
→ 溶解液の清澄化と粘性低減、ゲノムDNAの除去を1 stepで
- 20分以内でtotal RNAの精製が可能  
→ 酵素処理が不要なので、短時間でgDNA除去済みRNA溶液の精製が可能
- 2-ME、TCEP添加が不要な新Lysis Bufferを採用



30%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® RNA Plus	gDNA除去カラムを利用した高速total RNA精製キット	50回	740984.50	¥51,000	¥35,700
		250回	740984.250	¥224,000	¥156,800
NucleoSpin® RNA Plus XS	微量試料からの高速total RNA精製キット	50回	740990.50	¥70,000	¥49,000
		250回	740990.250	¥310,000	¥217,000

RNAクリーンアップ

NucleoSpin® RNA Clean-up

NucleoSpin® RNA Clean-up XS

- RT-PCR阻害物質の除去をわずか20分で！
- XSタイプなら5 µlで溶出が可能

30%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® RNA Clean-up	抽出RNAや酵素反応後のRNAの精製	50回	740948.50	¥44,000	¥30,800
		250回	740948.250	¥190,000	¥133,000
NucleoSpin® RNA Clean-up XS	XSスピナカラムで微量サンプルに対応	50回	740903.50	¥52,000	¥36,400
		250回	740903.250	¥236,000	¥165,200

## 血漿・血清など無細胞生体液からのウイルス核酸精製

### NucleoSpin® Virus

- 最大400 µlの無細胞生体液からウイルス核酸の精製が可能
- Proteinase Kが同梱されており、DNAウイルスからも効率的に核酸精製が可能
- 50分以内に完了する迅速で簡便なプロトコール



30%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® Virus	無細胞体液からの簡便なウイルス核酸精製	50回	740983.50	¥45,000	¥31,500
		250回	740983.250	¥200,000	¥140,000

## 動物試料からのウイルス核酸精製

### NucleoSpin® VET

- 多様な動物、家畜サンプルからウイルス核酸、細菌DNAを精製
- 血清、血漿、無細胞生体液、全血、組織、スワブ、糞便について核酸精製の実績あり
- サンプル前処理の後の核酸精製はすべて同一プロトコール(標準プロトコール)で精製可能
- 操作時間20分のFastTrackプロトコールもご用意



30%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® VET	多様な動物試料から同一のプロトコールで核酸精製	50回	740842.50	¥48,000	¥33,600
		250回	740842.250	¥200,000	¥140,000

## 植物試料からのウイルス核酸精製

### NucleoSpin® Plant Pathogen

- 迅速確実な植物の感染症のPCR検査に対応
- 幅広い植物種、病原体ウイルスで検証済み
- サンプル組織の特性に応じて破碎・溶解プロトコールを選択可能
- 最大20 µgのRNA/DNAの同時抽出が可能



30%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® Plant Pathogen <b>NEW</b>	多様な植物試料からのウイルス核酸精製	50回	740170.50	¥60,000	¥42,000

・本パンフレットで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。  
 ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。  
 ・ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。  
 ・本パンフレットに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。  
 ・本パンフレット記載の価格は2026年7月1日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2026年6月作成G

## タカラバイオ株式会社

営業部(東京) TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282  
 営業部(本社) TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995  
 テクニカルサポートライン TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995  
 Website <https://www.takara-bio.co.jp>  
 公式X @Takara\_Bio\_JP / [https://x.com/Takara\\_Bio\\_JP](https://x.com/Takara_Bio_JP)

取扱店



株式会社 新興精機

本社  
北九州、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島、大阪、名古屋、東京