

取扱製品キャンペーン情報


EMERSON
BRANSON



 **KINEMATICA**
Homogenizing perfected.



 **Harvard**
Apparatus
a division of Harvard Bioscience, Inc.



AVESTIN, Inc.



biochrom
Powered by
Harvard Bioscience, Inc.

 株式会社 **セントラル** 科学貿易
CENTRAL SCIENTIFIC COMMERCE, INC.

2026

超音波ホモジナイザー アカデミアキャンペーン



SFX250 (本体のみ)

型番：101-063-965
通常価格 ¥1,220,000.-

限定10台 アカデミア価格
¥976,000.-



SFX550 (本体のみ)

型番：101-063-969
通常価格 ¥1,320,000.-

限定10台 アカデミア価格
¥1,056,000.-

※記載は税別価格です。本製品はスタンドが別途必要です。

更に本体をご購入いただいたお客様は、下記より1点プレゼントいたします。

- ①1/8" マイクロチップ
- ②1/4" マイクロチップ



- ③専用スタンド



<<SFX550をご購入いただいたお客様必見！>>

アクセサリのエクステンダーを本体と同時に購入で、
キャンペーン価格にてご提供いたします。



¥210,000 ➔ **¥168,000.-**

超音波ホモジナイザー アカデミアキャンペーン

《BRANSONの強み》

振幅による発振管理をしているため、**超音波出力**が安定します。
効率的な超音波処理や**処理ムラ**を減らしたい方にお勧めです。

《アプリケーション》

細胞破碎	クロマチン断片化	ナノ粒子分散	溶液混合	医薬品開発
DNA・RNA調製	細菌分散	カーボン材料分散	抽出	CHIP解析用 DNA断片化
タンパク質抽出	エマルション作製	リボソーム調製	化粧品開発	

《主なサンプル》

大腸菌 培養細胞	培養細胞	シリカ、アルミナ、 酸化チタン	金・ 銀ナノ粒子	クリーム、乳液
細菌、動物細胞、 植物組織	バイオフィーム、 菌体凝集	カーボンナノチューブ、 グラフェン	高粘度液体、 ポリマー溶液	LNP、ナノ製剤
動植物組織、 細胞ペレット	水/油混合液	リン脂質溶液	天然物	など

《チップ交換について》

先端チップは**消耗品**です。
処理効率の低下を感じたら交換をご検討ください



先端チップは使用していくと**徐々に**
下記写真のように消耗していきます。

《使用例》



左：消耗後 右：新品

左：新品 右：消耗後

＜＜本体＞＞



PT1200E

型番：11010026
通常価格 ￥320,000.-

限定10台 特価適用価格

¥256,000.-



PT10-35GT

型番：11090072
通常価格 ￥850,000.-

限定10台 特価適用価格

¥637,500.-

＜＜PT1200E用シャフト＞＞

PT-DA 12 / 2EC-E157 (型式：11030042)

通常価格：￥360,000.-

限定10本 20%OFF → **¥288,000.-**

＜＜PT10-35GT用シャフト＞＞

PT-DA 12 / 2EC-F154 (型式：11030299)

通常価格：￥370,000.-

限定10本 20%OFF → **¥296,000.-**

PT-DA 20 / 2EC-F193 (型式：11030302)

通常価格：￥400,000.-

限定10本 20%OFF → **¥320,000.-**

※記載は税別価格です。本製品はシャフトが別途必要です。



＜＜本体＞＞

PT1200E アナログハンディタイプ

回転数表示	スケール
回転数幅	0 - 25,000rpm
モーター	100W
電源	100-240VAC
本体重量	0.4kg
本体寸法(W×D×H)	44×55×220(mm)
本体価格	¥320,000.-
スタンド	¥70,000.-



PT10-35GT 卓上スタンダードタイプ

回転数表示	デジタル
回転数幅	500 - 30,000rpm
モーター	1,200W
電源	100-120VAC
本体重量	3.2kg
本体寸法(W×D×H)	95×210×247(mm)
セット価格	¥850,000.-
本体価格	¥750,000.-
スタンド	¥170,000.-



＜＜Kinematicaの強み＞＞

- ・ 本体とシャフトの接続が簡単、容易に分解洗浄可能
- ・ シャフト、本体ともに豊富なラインナップをご用意
- ・ 耐久性に優れたシャフトで処理効率の安定性を実現

→国内で**オーバーホール・修理**も可能のため、
10年、20年と長く使用していただけます

— AVESTIN, Inc. —

高圧ホモジナイザー 特価キャンペーン

大腸菌、酵母などの

サンプル回収効率を上げたい方にオススメ！！

買替・追加購入のお客様

本体価格より

20% off

新規ご購入のお客様

本体価格より

15% off

※本体価格はお問い合わせください。対象期間：2027年3月まで

＜対象機種＞



EmulsiFlex-C5



EmulsiFlex-C3



EmulsiFlex-B15

＜Avestinの強み＞

・ デッドボリュームが少ない

→7～10mL、デッドボリュームが無しの製品もあり

・ 処理圧の実際の変動が確認できる

・ 独自の処理機構により、圧力の安定性が高い

— AVESTIN, Inc.

高圧ホモジナイザー 特価キャンペーン

各高圧ホモジナイザー比較表

	カナダ AVESTIN社 EF-B15 (バッチ式)	カナダ AVESTIN社 EF-C3 (連続式)	カナダ AVESTIN社 EF-C5 (連続式)
最大圧力	310MPa (43,000psi)	210MPa (30,000psi) (300MPa仕様もあり)	210MPa (30,000psi) (300MPa仕様もあり)
駆動方式	エア駆動 ※別途エア・コンプレッサーが必要	電動メカニカル式 ※ホモジナイジングバルブの作動に、窒素ガスボンベが必要	エア駆動 ※別途エア・コンプレッサーが必要
圧力の再現性	◎	△～○ (圧力安定化装置使用なら ○)	△～○ (圧力安定化装置使用なら ○)
操作の簡単さ	◎	◎	◎
サンプル冷却 低温保持性能	△ サンプルをゆっくり取り出せば、 42000psiでも温度上昇3℃ (低温室設置可能)	△～○ ※冷却水循環装置と オプションパーツを使用した 場合は、○	△～○ (チラーとオプションパーツ 使用なら ○)
作動時騒音	64dB程	比較的静か	64dB程 (床置き大型のエア・コンプレッサー使用なら静か)
寸法	280W x 335 Lx 650H	460W x 530L x 760H	462W x 171L x 341H
重量(セル部込み)	37kg	95kg	25kg
サンプルの処理 時間、及び 処理量	3～15mL を 2～12分	3L/h	1～2L/h 使用するエア・コンプレッサーにより 最大処理量決定
サンプル・取量	1～2mL程度	10mL程度	7mL程度
接液部の 分解・洗浄	○ 内部流水洗浄	○ 内部流水洗浄	○ 内部流水洗浄
その他 特長	右記のC5、C3をベースに AVESTIN社が開発した、フレンチ プレスの廉価版 20mLのルアーロック・ シリンジも使用可能	連続フロー式 別売りで圧力安定化装置 有り(200万円)	連続フロー式 別売りで圧力安定化装置 有り(200万円)
電源	100V 1.25kW (エア・コンプレッサー)	115V 50/60Hz, 0.75kW 昇圧トランス付属	100V 1.25kW (エア・コンプレッサー) 静音型大型は200V

ステンレスシリンジ 復活キャンペーン

ステンレスシリンジ

20%off

2.5mL	1/16"継ぎ手 型番:70-2269				¥380,000.-	▶ ¥304,000.-
8mL	1/16"継ぎ手 型番:70-2267	1/8"継ぎ手 型番:70-2268			¥360,000.-	▶ ¥288,000.-
20mL	1/16"継ぎ手 型番:70-2251	1/8"継ぎ手 型番:70-2252	1/4"継ぎ手 型番:70-2253	ルアーロック 型番:70-2254	¥360,000.-	▶ ¥288,000.-
50mL	1/16"継ぎ手 型番:70-2255	1/8"継ぎ手 型番:70-2256	1/4"継ぎ手 型番:70-2257	ルアーロック 型番:70-2258	¥390,000.-	▶ ¥312,000.-
100mL	1/16"継ぎ手 型番:70-2259	1/8"継ぎ手 型番:70-2260	1/4"継ぎ手 型番:70-2261	ルアーロック 型番:70-2262	¥470,000.-	▶ ¥376,000.-
200mL	1/16"継ぎ手 型番:70-2263	1/8"継ぎ手 型番:70-2264	1/4"継ぎ手 型番:70-2265	ルアーロック 型番:70-2266	¥500,000.-	▶ ¥400,000.-

※対象期間：2027年3月まで



分光光度計 大特価セール



NanoVue Plus with Printer

型番：28956058C

通常価格 ¥2,158,000.-

在庫3台限定 ※在庫限り

¥880,000.-

株式会社 センtral 科学貿易
CENTRAL SCIENTIFIC COMMERCE, INC.

公式HP <https://cscjp.co.jp>

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸1-28-6
Tel 03-5627-8150(代表) Fax 03-5627-8151

技術物流センター Tel 047-701-6100 Fax 047-701-6116

大阪支店 Tel 06-6325-3171 Fax 06-6325-5180

福岡営業所 Tel 092-482-4000 Fax 092-482-3797



株式会社 新興精機

本社 北九州、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島、大阪、名古屋、東京