



# バイオアライフサイエンス 在庫一掃セール開催

対象製品に限り  
特別価格で

ご提供します！

\*在庫がなくなり次第終了となります。



バイオアライフサイエンスジャパン株式会社  
BIOER LIFE SCIENCE JAPAN CO., LTD.



スペシャル価格は、  
担当営業にお問い合わせください！



オートクレーブ可能な高性能ピペットチップをリーズナブルな価格でご提供します。  
高純度の原材料を使用し、清浄度レベル：ISO/JIS 8(class100,000)のダストフリー工場生産・滅菌しています。  
日本ブランドの射出成型機と高精度な金型を使用して製造され、安定した品質を確保しています。

◆人間工学に基づいたデザイン

Bioerのピペットチップは、人間工学に基づいた黄金比をデザインに取り入れています。

◆エクステンダシスト（ロングタイプチップ）

ディープウェルプレートや2 mL クライオチューブなど、深さのある容器に最適！

◆気密性向上

ネジ式設計を取り入れることで、気密性を確保するための補強構造を採用しています。


◆実験への悪影響を防止

核酸の吸光度測定に影響を与える離型剤（りけいざい）などの添加物は加えていません。




対応ピペット：

- Gilson ギルソン
- Finnpipette フィンピペット
- Eppendorf エッペンドルフ
- Sartorius BioHit ザルトリウス
- Nichiryo ニチリョー



- 10µL (全長：31.1mm、目盛り：5、10µL)
- 200µL (全長：50.7mm、目盛り：10、50、100、200µL)
- 1000µL (全長：88mm、目盛り：1000µL)

- 10µLロング (全長：46mm、目盛り：5、10µL)
- 100µL (全長：50.7mm、目盛り：10、50、100µL)



## 製品ラインナップ

\* 在庫がなくなり次第終了となります。

ラック上下のコーナーデザイン  
複数ラックの積み重ねを可能にするデザインを採用しています。

製品名	品番	入数	定価
10 $\mu$ Lチップ低吸着（ラック、滅菌済）	BHZ01R1W-LS	96本×10ラック	10,900
10 $\mu$ Lロングチップ低吸着（ラック、滅菌済）	BHZ02R1W-LS	96本×10ラック	10,900
200 $\mu$ Lチップ低吸着（ラック、滅菌済）	BHZ03R1W-LS	96本×10ラック	12,540
1000 $\mu$ Lチップ低吸着（ラック、滅菌済）	BHZ05R1W-LS	96本×10ラック	14,540
1000 $\mu$ Lロングチップ低吸着（ラック、滅菌済）	BHZ06R1W-LS	96本×10ラック	18,200
10 $\mu$ Lフィルターチップ低吸着（ラック、滅菌済）	BHZ01R1W-FLS	96本×10ラック	15,800
10 $\mu$ Lロングフィルターチップ低吸着（ラック、滅菌済）	BHZ02R1W-FLS	96本×10ラック	15,800
100 $\mu$ Lフィルターチップ低吸着（ラック、滅菌済）	BHZ07R1W-FLS	96本×10ラック	15,800
200 $\mu$ Lフィルターチップ低吸着（ラック、滅菌済）	BHZ03R1W-FLS	96本×10ラック	15,800
1000 $\mu$ Lフィルターチップ低吸着（ラック、滅菌済）	BHZ05R1W-FLS	96本×10ラック	15,800
1000 $\mu$ Lロングフィルターチップ低吸着（ラック、滅菌済）	BHZ06R1W-FLS	96本×10ラック	19,200
10 $\mu$ Lロングフィルターチップ（ラック、滅菌済）	BHZ01R1W-FS	96本×10ラック	13,000
1000 $\mu$ Lフィルターチップ（ラック、滅菌済）	BHZ05R1W-FS	96本×10ラック	14,000
200 $\mu$ Lチップ（リフィル、滅菌済）	BHZ03S1WB-S	96本×10段×10箱	64,100
200 $\mu$ Lチップ低吸着（リフィル、滅菌済）	BHZ03S1WB-LS	96本×10段×10箱	75,000
1000 $\mu$ Lチップ（リフィル、滅菌済）	BHZ05S1WB-S	96本×5段×10箱	48,100
1000 $\mu$ Lチップ低吸着（リフィル、滅菌済）	BHZ05S1WB-LS	96本×5段×10箱	54,600



株式会社 新興精機

本社 〒812-0054 福岡市東区馬出6丁目14番17号  
 北九州営業所 〒807-0872 北九州市八幡西区浅川1丁目18番37号  
 熊本営業所 〒862-0950 熊本市中央区水前寺6-46-27  
 佐賀営業所 〒849-0937 佐賀市鍋島3丁目9番6号  
 宮崎営業所 〒880-0929 宮崎市まなび野2丁目37番5  
 鹿児島営業所 〒891-0113 鹿児島市東谷山5丁目35番12号  
 東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷2-25-5 角地ビル2F  
 大阪営業所 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町4-1 江坂・ミナビル403  
 名古屋営業所 〒451-0053 名古屋市西区枇杷島1-18-3

TEL:092-624-8010 FAX:092-624-8024  
 TEL:093-603-5680 FAX:093-603-5683  
 TEL:096-282-8350 FAX:096-282-8360  
 TEL:0952-31-1095 FAX:0952-31-1093  
 TEL:0985-64-1533 FAX:0985-64-1577  
 TEL:099-263-6525 FAX:099-263-6526  
 TEL:03-5805-3966 FAX:03-5805-3967  
 TEL:06-6389-6220 FAX:06-6389-6221  
 TEL:052-265-7850 FAX:052-265-7483