

30% OFF



Big Thanks

卓上微量遠心機 & CO₂ インキュベーター

人気の卓上微量遠心機をお得に手に入れましょう！
冷却機能の有無・チューブの本数に合わせて選択いただけるよう、各モデルが対象機種になっています。半周回だけで開閉ができる QuickLock® 付きローターリッドも用意、ハンドルをクルクル回す必要はもうありません。
同時にコンタミネーションリスクを低減するコンセプトで作られた CO₂ インキュベーターも特別価格でご提供します。

キャンペーン内容

- Centrifuge 5425 **30%OFF**
- Centrifuge 5425 R **30%OFF**
- Centrifuge 5420 **30%OFF**
- Centrifuge 5418 R **30%OFF**
- 上記遠心機のローター各種* **30%OFF**
- CO₂ インキュベーター CellXpert C170i **30%OFF**

* 対応する遠心機本体と同時購入時

卓上微量遠心機がスペシャルプライス!

最新モデル



Centrifuge 5425

冷却なし

- > 加減速を各10段階で設定可能
- > 静かな運転音を実現
- > 5425シリーズは6種類のローターに対応
- > エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock®カバーを付属したローター FA-24×2 付

最大容量：24 × 1.5 / 2.0 mL
 最高回転速度：15,060 rpm
 最大遠心加速度：21,300 × g
 本体寸法 (W×D×H)：240 × 390 × 240 mm

ローター FA-24×2 付
 注文番号：5405000433
 希望小売価格：376,000円
キャンペーン特別価格：263,200円

30% OFF



製品ページ



Centrifuge 5425 R

冷却付き

- > 静かな運転音を実現
- > 設定温度に迅速に到達できるFastTemp 機能付き
- > エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock®カバーを付属したローター FA-24×2 付

最大容量：24 × 1.5 / 2.0 mL
 最高回転速度：15,060 rpm
 最大遠心加速度：21,300 × g
 本体寸法 (W×D×H)：290 × 480 × 260 mm

ローター FA-24×2 付
 注文番号：5406000437
 希望小売価格：687,000円
キャンペーン特別価格：480,900円

30% OFF



製品ページ

付属ローター

ローター FA-24x2

- > 最大遠心加速度：21,300 × g (15,060 rpm)
- > 最大容量：24×1.5 / 2.0 mLチューブ



適用機種：5425/5425 R

特徴



利便性が向上

- > ショートスピニング機能
- > 遠心終了後の経過時間を表示



革新的なローターカバー開閉メカニズム

- > Eppendorf QuickLock®：人間工学に基づくローターカバーロックシステム
- > 1/4回しただけでローターカバーがロックされる構造により、手首の負担が軽減



汎用性向上

- > スナップキャップとスクリューキャップ両方の 5.0 mL チューブに対応した 10 本架けアングルローター
- > 分割可能な PCR プレートを通じ遠心できるスイングバケットローター

5425 / 5425 R と同時購入で対応ローターも **30% OFF!**



適用機種：5425/5425 R

ローター FA-10x5

- > 最大遠心加速度：21,300 × g (15,060 rpm)
- > 最大容量：10×Eppendorf Tubes® 5.0 mL
- > エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock®カバー付き

注文番号：5495505008
 希望小売価格：141,000円
キャンペーン特別価格：98,700円



適用機種：5425/5425 R

ローター FA-24x2-PTFE

- > 最大遠心加速度：21,300 × g (15,060 rpm)
- > 最大容量：24 × 1.5 / 2.0 mLチューブ
- > エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock®カバー付き
- > 耐薬品性の高い PTFE コーティング

注文番号：5495503005
 希望小売価格：141,000円
キャンペーン特別価格：98,700円



適用機種：5425/5425 R

ローター S-96x0.2-PCR

- > 最大遠心加速度：3,217 × g (6,000 rpm)
- > 新型スイングローター
- > 12 本 × 8-PCRストリップ 0.1 / 0.2 mL、4 枚 × 1/4 twin. tec PCRプレート 96 スカートレス divisible または 96本 × 0.2 mL PCRチューブ

注文番号：5495512004
 希望小売価格：111,000円
キャンペーン特別価格：77,700円



適用機種：5425/5425 R

ローター FA-18x2-Kit

- > 最大遠心加速度：18,565 × g (15,060 rpm)
- > スピニングカラム 18 本用ローター
- > チューブキャップの背面が高いデザイン
- > エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock®カバー付き

注文番号：5495508007
 希望小売価格：88,100円
キャンペーン特別価格：61,670円

スタンダードモデル



Centrifuge 5420

冷却なし

- > 卓上型でも省スペースを実現
- > 遠心後も自動でドアがオープン、作業の操作性が向上します
- > エアロゾル密閉性カバー付き



ローター FA-24x2

最大容量：24 × 1.5 / 2.0 mL
 最高回転速度：15,060 rpm
 最大遠心加速度：21,300 × g
 本体寸法 (W×D×H)：240 × 350 × 220 mm

ローター FA-24×2付
 注文番号：5420000032
 希望小売価格：297,000円

キャンペーン特別価格：207,900円

30% OFF



製品ページ



Centrifuge 5418 R

冷却付き

- > マイクロチューブの遠心に特化した冷却付きスタンダードモデル
- > エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock®カバー付き



ローター FA-45-18-11

最大容量：18 × 1.5 / 2.0 mL チューブ
 最大遠心加速度：16,873 × g (14,000 rpm)
 本体寸法 (W×D×H)：300 × 460 × 250 mm

ローター FA-45-18-11付
 注文番号：5401000030
 希望小売価格：609,000円

キャンペーン特別価格：426,300円

30% OFF



製品ページ

※本カタログに掲載していないローターやアダプタも用意しております。詳しくは弊社営業担当者までお問い合わせください。




コンタミレス & メンテナンスがラクな CO₂ インキュベーター

CellXpert C170i

クイズです！

- Q1. CellXpert C170i の庫内に「無い」ものはなんですか？
 A1. ファン・HEPAフィルター・UVランプ・表面の凹凸
- Q2. なぜ無いのでしょうか？
 A2. 庫内の視認性を上げるため、また汚染源の隠れ場所を極力なくすためです。
- Q3. 無いと何が良いのでしょうか？
 A3. 汚染源の隠れ場所がなくなることで汚れを一目で確認できます。取り出すアクセサリの点数が少なく、拭き取り洗浄時の手間と時間を大幅に短縮できます。
- Q4. 無くても大丈夫なのでしょうか？
 A4. もちろん大丈夫です。庫内の温度均一性は高く保たれます (右図)。




つまり CellXpert C170i は・・・

- コンタミネーションを起こしにくい設計
- 拭き取り洗浄時の手間と時間を大幅に低減
- 全てのアクセサリを180°Cで確実に滅菌

注文番号：6731010015
 希望小売価格：1,500,000円
 キャンペーン特別価格：1,050,000円

30% OFF



そのほか実施中のキャンペーン情報 (いずれも2025年3月31日まで)

遠心機60周年記念キャンペーン



- ・ Centrifuge 5910 Ri バンドルセット **30% OFF**
- ・ Centrifuge CF18 **30% OFF**
- ・ Centrifuge CF18RS **30% OFF**
- ・ Concentrator plus (遠心濃縮機5305, Cタイプ) **30% OFF**



電動ピペット & サーマルサイクラーキャンペーン



- ・ 電動マイクロピペット* Xplorer / Xplorer plus **30% OFF**
*シングルチャンネル、8チャンネル、12チャンネルの全容量
- ・ サーマルサイクラー マスターサイクラー X40 **30% OFF**



Coming Soon! 新製品 180℃滅菌のできる CO₂ シェーカー CellXpert CS220



CO₂ コントロール機能とシェーキング機能を併せ持った CO₂ シェーカー、220 L クラスの大容量チャンバーで浮遊系細胞培養に最適な環境を提供します



引き出し式のプラットフォーム、フラスコやチューブなどの容器をどこに置いても簡単に操作ができます



(上) 凹凸やアクセサリの無い庫内、洗浄を容易にします
(下) 180℃高温滅菌機能装備

エッペンドルフ株式会社

〒101-0031 東京都千代田区東神田 2-4-5 東神田堀商ビル 3F Tel: 03-5825-2361 Email: info@eppendorf.jp

【遠心機に関するお問い合わせはこちら】

エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ株式会社

〒101-0031 東京都千代田区東神田 2-5-12 龍角散ビル 3F Tel: 0120-024-125 Email: Life-Science@eppendorf.jp

www.eppendorf.com



株式会社 新興精機

本社 北九州、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島、大阪、名古屋、東京