


レイニン リサーチグレードチップキャンペーン

【アカデミア応援！】RG チップが特別価格! 40%OFF

- 大学官公庁のお客様限定
- 主要ブランドのピペットに小さな力でスムーズに装着できるように設計 (UNVタイプ)
- フィルターチップ、ノンフィルターチップ両方の品揃え
- ロング、ローリテンション (低吸着) チップも充実 (UNVタイプ)



ラック入り・リフィル・バルク (UNV)



クリーンさを保証



詰め替え (リフィル) タイプ (UNV)

40%
OFF

- 汎用チップ適合表 サンプルチップリクエスト受付中 ▶ www.mt.com/JP-RG_sample

メーカー	シリーズ名	容量	RG汎用チップ	RG汎用フィルターチップ
ギルソン Gilson	Pipetman	0.2-2 µL	10/10x	✓ 10F/10FX
		1-10 µL	10/10x	✓ 10F/10FX
		2-20 µL	250	✓ 20F
		20-200 µL	250	✓ 20F/100F/200F
		100-1000 µL	1000	✓ 1000F
エッペンドルフ Eppendorf	Research / Research Plus / Reference 2	0.1-2.5 µL	10/10x	✓ 10F
		0.5-10 µL	10/10x	✓ 10FX
		2-20 µL metal nozzle	10/10x	✓ 10F/10FX
		2-20 µL plastic nozzle	250	✓ 20F/100FX
		10-100 µL	250	✓ 20F/100FX
		20-200 µL	250	✓ 20F/100F/200F
		100-1000 µL	1000	✓ 1000F
	Research Plus / Reference 2 Multi-Channel	0.5-10 µL (8/12 channels)	10/10x	✓ 10F/10FX
		10-100 µL (8/12 channels)	250	✓ 20F/100FX
		30-300 µL (8/12 channels)	250	✗ 20F/100FX
サーモフィッ シャー ThermoFisher	Finnpipette F1, F2, F3	0.2-2 µL	10/10x	✓ 10F/10FX
		1-10 µL	10/10x	✓ 10F/10FX
		2-20 µL	250	✓ 20F
		10-100 µL	250	✓ 20F/100F/200F
		20-200 µL	250	✓ 20F/100F/200F
		100-1000 µL	1000	✓ 1000F
	Finnpipette F2 Multi-Channel	1-10 µL (8 channels)	10/10x	✓ 10F/10FX
		10-100 µL (8 channels)	250	✓ 20F/100F/200F
		20-300 µL (8 channels)	250	✓ 20F/100F/200F
ニチリョー Nichiryo	Nichipet EXII Nichipet EX Plus II Nichipet Premium	0.1-2.5 µL	10/10x	✓ 10F/10FX
		0.5-10 µL	10/10x	✓ 10F/10FX
		2-20 µL	250	✓ 20F
		20-200 µL	250	✓ 20F/100F/200F
		100-1000 µL	1000	✓ 1000F

■ キャンペーンお申し込み方法

※当キャンペーンをご検討の方は、メトラー・トレドレイニンの営業担当か、お取引のある代理店・ディーラー様にお声掛けください。

キャンペーン期間：2025年7月14日～2025年9月30日(ご注文分)

装着が簡単、正確なピペッティング

リサーチグレードチップはほとんどすべてのピペットメーカーに適合

• 高品質、清浄性

リサーチグレードチップは、生物学的汚染なしを担保

• コンタミネーションを防ぐフィルター滅菌チップ

エアゾールによるピペット汚染を防ぐ熱加工ポリプロピレン製滅菌フィルター

• 細長く狭い容器用の微量ロングチップ

10 μ L用ロングチップは、バルク（袋）入り（未滅菌）とラック入り未滅菌・滅菌・フィルター滅菌タイプでご提供



リサーチグレードピペットチップ

チップのフィルター素材

PCR阻害になりうるカルボキシメチルセルロースはレイニンのフィルターには使用されていません。レイニンチップのフィルターは、微粒ポリエチレンが熱加工され、数多くの超微細孔があり、入り組んだ空気の通り道をもつ3次元構造です。エアゾールは、フィルター内部に接触すると、空気の通り道の超微細孔でストップされます。

品質の良さ

精緻に成型されたピペットチップはその液切れの良さ、品質、清浄性で長年各国の研究所で評判を得てきました。レイニンファインポイントチップ™のデザインと厳格な品質テストにより正確性の高いピペットチップを実現しています。



クリーンさを担保

チップは、Class100,000のクリーンルームで製造されます。不純物の無いバージンポリプロピレン素材がサイロ（貯蔵庫）から鋳型射出成型マシンに直接送られ、人間との接触を防いでいます。チップの各ロットは厳格にテストされ、検出する生物学的汚染物質が存在しないことが証明されています。

ヒンジラック

フタを片手で簡単に開けて閉めることが可能です。ラックは積み重ねができ、省スペースです。ラックを容量により分りやすく色を変えています。ラック縁が存在せず、マルチチャンネルも全チャンネル、部分チャンネルのいずれも使用可能です。

製品情報

サンプルチップお申込みはこちら ▶ www.mt.com/JP-RG_sample



ラック入りチップ（汎用タイプ）

品番	製品名	滅菌	フィルター	ロング	価格	特別価格	注文数
30374654	Pipette Tips HRC UNV 10μL 960C/10				8,500	5,100	
30374657	Pipette Tips HRC UNV 10μL S 960C/10	✓			9,700	5,800	
30374660	Pipette Tips HRC UNV 10μL F 960C/10	✓	✓		17,700	10,600	
30537525	Pipette Tips HRC UNV 10μL X 960C/10			✓	8,500	5,100	
30537526	Pipette Tips HRC UNV 10μL SX 960C/10	✓		✓	9,700	5,800	
30537527	Pipette Tips HRC UNV 10μL FX 960C/10	✓	✓	✓	17,700	10,600	
30374661	Pipette Tips HRC UNV 20μL F 960C/10	✓	✓		17,700	10,600	
30537521	Pipette Tips HRC UNV 100μL F 960C/10	✓	✓		17,700	10,600	
30374655	Pipette Tips HRC UNV 250μL 960C/10				8,500	5,100	
30374658	Pipette Tips HRC UNV 250μL S 960C/10	✓			9,700	5,800	
30537522	Pipette Tips HRC UNV 200μL F 960C/10	✓	✓		17,700	10,600	
30749253	Pipette Tips HRC UNV 250μL X 768C/8			✓	8,500	5,100	
30749254	Pipette Tips HRC UNV 250μL SX 768C/8	✓		✓	9,700	5,800	
30749255	Pipette Tips HRC UNV 200μL FX 768C/8	✓	✓	✓	17,700	10,600	
30374656	Pipette Tips HRC UNV 1000μL 768C/8				8,500	5,100	
30374659	Pipette Tips HRC UNV 1000μL S 768C/8	✓			9,700	5,800	
30537523	Pipette Tips HRC UNV 1000μL F 768C/8	✓	✓		17,700	10,600	

詰め替え（リフィル）チップ（汎用タイプ）

品番	製品名	滅菌	フィルター	ロング	価格	特別価格	注文数
30537471	Pipette Tips RSC UNV 10μL 960C/10				7,700	4,600	
30537474	Pipette Tips RSC UNV 10μL S 960C/10	✓			9,000	5,400	
30537472	Pipette Tips RSC UNV 250μL 960C/10				7,700	4,600	
30537475	Pipette Tips RSC UNV 250μL S 960C/10	✓			9,000	5,400	
30537473	Pipette Tips RSC UNV 1000μL 768C/8				7,700	4,600	
30537476	Pipette Tips RSC UNV 1000μL S 768C/8	✓			9,000	5,400	

バルクチップ（汎用タイプ）

品番	製品名	滅菌	フィルター	ロング	価格	特別価格	注文数
30537470	Pipette Tips RC UNV 10μL 1000C/1				3,800	2,200	
30537524	Pipette Tips RC UNV 10μL X 1000C/1			✓	3,900	2,300	
30537469	Pipette Tips RC UNV 250μL 1000C/1				3,800	2,200	
30537468	Pipette Tips RC UNV 1000μL 1000C/1				4,600	2,700	

■ 同時キャンペーン中！レイニン リサーチグレード汎用チップとご一緒に！

Pipet-Lite PL+ シングルチャンネル

Pipet-Lite PL UNVタイプ（SL）

品番	製品名	容量範囲	価格	特別価格	注文数
30231217	Pipette SL-2PL+ EN	0.1–2 μL	37,700	24,500	
30231218	Pipette SL-10PL+ EN	0.5–10 μL	37,700	24,500	
30231219	Pipette SL-20PL+ EN	2–20 μL	37,700	24,500	
30231220	Pipette SL-100PL+ EN	10–100 μL	37,700	24,500	
30231221	Pipette SL-200PL+ EN	20–200 μL	37,700	24,500	
30231222	Pipette SL-1000PL+ EN	100–1000 μL	37,700	24,500	
30231223	Pipette SL-5000PL+ EN	500–5000 μL	49,100	31,900	
30231224	Pipette SL-10MLPL+ EN	1000 μL–10 mL	49,100	31,900	

レイニンリサーチグレード汎用チップ

■ リサーチグレード汎用チップ

ローリテンション

卓越した価値と性能

● 高品質、高純度

リサーチグレードチップは、生物学的汚染物質が含まれていないことが証明されています。ご要望に応じて適合証明書を発行します。

● 優れたローリテンション性能

超疎水性の表面を液体がスムーズに移動し、サンプルの保持量が少なくなるため、ピペティングの精度が向上します。

● クロスコンタミネーションを防ぐフィルタのオプション

フィルタは純粋なポリエチレン焼結体製で、エアロゾルによるピペットの汚染を防ぎます。



ローリテンション（低吸着）ラック入りチップ（汎用タイプ）

品番	製品名	滅菌	フィルタ	ロング	価格	特別価格	注文数
30671382	Pipette Tips HRC UNV 10μL L 960C/10				10,200	6,100	
30671386	Pipette Tips HRC UNV 10μL LS 960C/10	✓			11,400	6,800	
30671390	Pipette Tips HRC UNV 10μL FL 960C/10	✓	✓		20,300	12,100	
30671381	Pipette Tips HRC UNV 10μL LX 960C/10			✓	10,200	6,100	
30671385	Pipette Tips HRC UNV 10μL LSX 960C/10	✓		✓	11,400	6,800	
30671389	Pipette Tips HRC UNV 10μL FLX 960C/10	✓	✓	✓	20,300	12,100	
30671391	Pipette Tips HRC UNV 20μL FL 960C/10	✓	✓		20,300	12,100	
30671392	Pipette Tips HRC UNV 100μL FL 960C/10	✓	✓		20,300	12,100	
30671383	Pipette Tips HRC UNV 250μL L 960C/10				10,200	6,100	
30671387	Pipette Tips HRC UNV 250μL LS 960C/10	✓			11,400	6,800	
30671393	Pipette Tips HRC UNV 200μL FL 960C/10	✓	✓		20,300	12,100	
30671384	Pipette Tips HRC UNV 1000μL L 768C/8				10,200	6,100	
30671388	Pipette Tips HRC UNV 1000μL LS 768C/8	✓			11,400	6,800	
30671394	Pipette Tips HRC UNV 1000μL FL 768C/8	✓	✓		20,300	12,100	
30859331	Pipette Tips HRC UNV 1000 μL LX 768C/8			✓	10,200	6,100	
30859332	Pipette Tips HRC UNV 1000μL LSX 768C/8	✓		✓	11,400	6,800	
30859333	Pipette Tips HRC UNV 1000μL FLX 768C/8	✓	✓	✓	20,300	12,100	

サンプルチップお申込みはこちら ▶ www.mt.com/JP-RG_sample



www.mt.com

For more information

メトラー・トレド株式会社レイニン事業部

〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7 池之端日殖ビル 6F
Email: support.jp@mt.com 代表電話: 03-5815-5515

©07/2025 Mettler-Toledo K.K.

●製品の仕様・価格は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください
●表示価格に消費税は含まれておりません

代理店名



株式会社 新興精機

本社
北九州、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島、大阪、名古屋、東京