



ご好評につき期間延長！



シーケンス祭り



標準RNA-Seq応援キャンペーン ～2025年8月末受注分まで


6サンプルご注文いただくと、1サンプル無料

解析仕様：RNA品質確認、polyA選択法、ストランド特異的ライブラリ調製、イルミナ2x150bp仕様
2,000万リードペア取得、FASTQ納品

バイオインフォマティクス解析オプション：基本解析 & 標準解析

プロモーションコード*

JNGS25-RNASb6g1



シングルセルお試しキャンペーン 数量限定！受付終了間近

¥689,000/サンプル(税抜)

10x Genomics シングルセル遺伝子発現受託解析 NextGEM試薬限定 数量限定！

NextGEM 3' v3.1 (シングルセルRNA-Seq) または 5' v2 (シングルセルV(D)J)

解析仕様：遺伝子発現ライブラリ調製、NovaSeq 3億 リード/サンプル, Cell Ranger, ハードディスク納品

プロモーションコード*

JNGS25-ScNxGM



プロモーション一覧もぜひご覧ください！



*本プロモーションコードの利用をもって、弊社ウェブページ記載の利用規約および注意事項を確認・同意したものとみなします。

ご存知でしたか？ジーンウィズ NGSシーケンス解析はいつでも便利でお得！

調製済みライブラリを提出して、ジーンウィズラボのNGSでシーケンス解析してお好みのデータ量を取得するサービスです

NovaSeqX+： 広く使われている最新の機種を、普段からリーズナブルな価格で提供しています。
しかもライブラリQC結果報告から10～15営業日の短納期。

NovaSeq6000： 相乗りシーケンスは、同じレーンで解析するサンプル同士のインデックスとデータ配分を“プレランチェック”によって評価することで、データ混合を最小限に抑え、安定したデータ収量が得られるハイクオリティサービスです。

DNBSEQ-G400： 安価で高品質。イルミナライブラリのコンバージョン、Stereo-seqなど最新のアプリケーションにも対応しています。



機種および仕様一覧

メーカー	機種	フローセル	レーン数	仕様	レーン当りデータ量 (目安)	販売方式
イルミナ	NovaSeq X+	10B	8	2x150	～375Gb 1,250M read PE	レーン ギガ相乗り
		25B	8		～950Gb 3,200M read PE	レーン
	NovaSeq 6000	S4	4	2x300	～750Gb 2,500M read PE	レーン ギガ相乗り
	NextSeq 2000	P1	1		～60Gb ～100M read PE	フローセル 相乗り
MGI Tech	DNBSEQ-G400	High-throughput	4	2x150	～120Gb ～400M read PE	フローセル レーン

料金・納期・サンプル提出要件等の詳細：[ご利用前に必ずQRコードを読み取って利用規約をご確認ください](#)


見積・問い合わせ



詳細&利用規約・
注意事項はこちら



オンライン注文ポータル
ご利用手順



AZENTA
LIFE SCIENCES

アゼンタ株式会社 (旧社名 日本ジーンウィズ株式会社)
〒142-0043 東京都品川区二葉二丁目9番15号
NFパークビルディング4階
電話：03-6628-2950 (平日 9:00～18:00)
FAX：03-6628-2951
メール：sales.japan@azenta.com
ウェブ：www.genewiz.com/ja-JP

取扱店・代理店 記入欄



株式会社 新興精機
本社
北九州、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島、大阪、名古屋、東京