

ピペットマン年度末 スペシャル キャンペーン

Special Campaign

キャンペーン期間

2022.12.12 mon. ~ 2023.3.31 fri.

PIPETMAN NEWS

ピペットマンの
ラインナップが
変わります!

ピペットマンのラインナップは、この2モデルになります!

※容量可変式のマニュアルピペットのラインナップとなります。

ピペットマン pipetman®

スタンダード
モデル

安定した使用感と軽量ストロークを
両立したスタンダードモデル

シングルチャンネル

モデル	容量範囲	Ref.No.	希望小売価格	特別価格
P2	0.2 μ L ~ 2 μ L	F144054M	¥42,000	¥33,600
P10	1 μ L ~ 10 μ L	F144055M		
P20	2 μ L ~ 20 μ L	F144056M	¥36,000	¥28,800
P100	10 μ L ~ 100 μ L	F144057M		
P200	20 μ L ~ 200 μ L	F144058M		
P1000	100 μ L ~ 1000 μ L	F144059M		
P5000	500 μ L ~ 5000 μ L	F144066	¥42,000	¥33,600
P10mL	1 mL ~ 10 mL	F144067		

NEW!

マルチチャンネル

モデル	容量範囲	Ref.No.	希望小売価格	特別価格
P8x10	1 μ L ~ 10 μ L	F144068	¥103,000	¥85,400
P8x20	2 μ L ~ 20 μ L	F144070		
P8x200	20 μ L ~ 200 μ L	F144072		
P8x300	30 μ L ~ 300 μ L	F144074		
P12x10	1 μ L ~ 10 μ L	F144069	¥125,000	¥103,700
P12x20	2 μ L ~ 20 μ L	F144071		
P12x200	20 μ L ~ 200 μ L	F144073		
P12x300	30 μ L ~ 300 μ L	F144075		

ハイエンド
モデル

ピペットマン L pipetman®

フルオートクレーバブル、
容量ロック機能付きのハイエンドモデル

P5000L.P10mLLに
チップイジェクターが
付きました!



シングルチャンネル

モデル	容量範囲	Ref.No.	希望小売価格	特別価格
P2L	0.2 μ L ~ 2 μ L	FA10001P	¥45,000	¥36,900
P10L	0.5 μ L ~ 10 μ L	FA10002P		
P20L	2 μ L ~ 20 μ L	FA10003P		
P100L	10 μ L ~ 100 μ L	FA10004P		
P200L	20 μ L ~ 200 μ L	FA10005P		
P1000L	100 μ L ~ 1000 μ L	FA10006P		
P5000L	500 μ L ~ 5000 μ L	FA10007		
P10mLL	1 mL ~ 10 mL	FA10008		

▶ 詳しくはコチラ

マルチチャンネル

モデル	容量範囲	Ref.No.	希望小売価格	特別価格
P8x10L	0.5 μ L ~ 10 μ L	FA10013	¥121,000	¥100,400
P8x20L	2 μ L ~ 20 μ L	FA10009		
P8x200L	20 μ L ~ 200 μ L	FA10011		
P8x300L	20 μ L ~ 300 μ L	FA10015		
P8x1200L	100 μ L ~ 1200 μ L	FA10039	¥144,000	¥119,500
P12x10L	0.5 μ L ~ 10 μ L	FA10014	¥138,000	¥114,500
P12x20L	2 μ L ~ 20 μ L	FA10010		
P12x200L	20 μ L ~ 200 μ L	FA10012		
P12x300L	20 μ L ~ 300 μ L	FA10016		
P12x1200L	100 μ L ~ 1200 μ L	FA10040	¥164,000	¥136,100

▶ 詳しくはコチラ

※表示の価格には別途消費税が必要です。

ピペットマン M pipetman^M

電動
ピペット

Gilson の軽い電動ピペットで作業効率化

多検体分注をマニュアルと同じ使い心地で
マニュアルよりも高い精度で!

シングルチャンネル

モデル	容量範囲		Ref.No.	希望小売価格	特別価格
	通常モード	連続分注モード			
P10M	0.5 μL ~ 10 μL	0.5 μL ~ 10 μL	F81022	¥90,000	¥74,700
P20M	2 μL ~ 20 μL	2 μL ~ 20 μL	F81023		
P100M	5 μL ~ 100 μL	5 μL ~ 100 μL	F81013		
P200M	20 μL ~ 200 μL	5 μL ~ 200 μL	F81024		
P300M	20 μL ~ 300 μL	10 μL ~ 300 μL	F81014		
P1200M	100 μL ~ 1200 μL	20 μL ~ 1200 μL	F81015		
P5000M	500 μL ~ 5000 μL	100 μL ~ 5000 μL	F81016		
P10mLM	1 mL ~ 10 mL	200 μL ~ 10 mL	F81017		

詳しい仕様・精度表は弊社HPをご覧ください


ピペットマン M

詳しくはこちら

ボタンは2つ!
簡単操作!



電動なのにボタン2つだけ
マニュアルに近い操作性



連続分注でも
ISO 8655
保証!

マルチチャンネル

モデル	容量範囲		Ref.No.	希望小売価格	特別価格
	通常モード	連続分注モード			
P8x10M	0.5 μL ~ 10 μL	0.5 μL ~ 10 μL	F81025	¥161,000	¥133,600
P8x20M	1 μL ~ 20 μL	1 μL ~ 20 μL	F81027		
P8x100M	10 μL ~ 100 μL	5 μL ~ 100 μL	F81018		
P8x200M	20 μL ~ 200 μL	5 μL ~ 200 μL	F81029		
P8x300M	10 μL ~ 300 μL	10 μL ~ 300 μL	F81031		
P8x1200M	50 μL ~ 1200 μL	50 μL ~ 1200 μL	F81020		
P12x10M	0.5 μL ~ 10 μL	0.5 μL ~ 10 μL	F81026		
P12x20M	1 μL ~ 20 μL	1 μL ~ 20 μL	F81028		
P12x100M	10 μL ~ 100 μL	5 μL ~ 100 μL	F81019	¥179,000	¥148,500
P12x200M	20 μL ~ 200 μL	5 μL ~ 200 μL	F81030		
P12x300M	10 μL ~ 300 μL	10 μL ~ 300 μL	F81032		
P12x1200M	50 μL ~ 1200 μL	50 μL ~ 1200 μL	F81021		

プレート作業
効率格段UP!



詳しくはこちら

キャンペーン限定セット品

ピペットマン&ホルダーセット
P20+P200+P1000+ピペットマンホルダー



※ホルダーにかかっている商品は
セットに含まれません。

希望小売価格 ¥124,000 → キャンペーン価格 ¥99,200

●セット構成 / 品番: IGF1U-PHSET

モデル	容量範囲	Ref.No.	希望小売価格
P20	2 μL ~ 20 μL	F144056M	¥36,000
P200	20 μL ~ 200 μL	F144058M	
P1000	100 μL ~ 1000 μL	F144059M	
ピペットマンホルダー (回転式 / 7本掛)		F161401	¥16,000

ピペットマン L&ホルダーセット
P20L+P200L+P1000L+ピペットマンホルダー



※ホルダーにかかっている商品は
セットに含まれません。

希望小売価格 ¥151,000 → キャンペーン価格 ¥123,500

●セット構成 / 品番: IGF10-PLHSET

モデル	容量範囲	Ref.No.	希望小売価格
P20L	2 μL ~ 20 μL	FA10003P	¥45,000
P200L	20 μL ~ 200 μL	FA10005P	
P1000L	100 μL ~ 1000 μL	FA10006P	
ピペットマンホルダー (回転式 / 7本掛)		F161401	¥16,000

ポータブル小型微量遠心機 セントリー103

注目商品

CENTRY™ 103 (F110736) ¥54,000

本体、チューブ用ローター、チューブストリップ用ローター、ACアダプター、5種のプラグ

ギルソン社の小型微量遠心機「CENTRY103」は、蓋の開け閉めでスタート/ストップのコントロールが行え、継続して6分稼働後に自動停止します。アルカリ乾電池を使用することができ、ポータブルで使用可能です。



詳しくはこちら

モデル	1.5-2.0 mLチューブ8本用ローター	0.2 mL8連チューブストリップ2本用ローター
最大容量	マイクロチューブ8本 (2.0 mL または 1.5 mL)	PCRストリップ2本 (0.2 mL 8連チューブ)
回転速度	6,000 rpm (+/- 20%)	6,200 rpm (+/- 20%)
相対遠心力 (RCF)	1,310~2,960 G (2.0 mL) 1,260~2,840 G (1.5 mL)	Max. 1,200~2,690 G Min. 810~1,820 G
安全機能	6分後自動停止機能 (固定タイマー) 開蓋インターロックブレイキ、ヒューズおよび、モーター過電流検知器 (ローターの配置バランスが悪いとモーターがロックする)	
乾電池による運転回数 (およそ動作時間)	・10秒間の回転を約170サイクル ・6分間の回転を約7サイクル	・10秒間の回転を約500 サイクル ・6分間の回転を約15サイクル
外寸法	150 (W) x 163 (D) x 113 (H) mm	
質量	600 g (ローターおよび乾電池を含まず)	
電源	専用ACアダプター 入力: 単相AC100-240 V 50/60 Hz 0.6 A または単3形アルカリ乾電池4本	

ダイヤモンドチップ ※キャンペーン対象ではございません

詳しくはコチラ



モデル	容量範囲	Tipack (滅菌済) (96×10ボックス)	Tipack (滅菌済) (96×10ボックス)	Blister Pack*1 (96×10ラック)	Blister Pack (滅菌済)*1 (96×10ラック)	Reload Pack*1 (96×10ラック)	Tower-Pack*2 (96×10ラック)	Tower-Pack (滅菌済)*2 (96×10ラック)	EasyPack (200×5袋)	EcoPack (1000×10袋)	STERIL Pack 個包装 (滅菌済/400本)
■D10	0.1 μL ~ 10 μL	D10T F17100 ¥7,400	D10ST F17101 ¥8,800	—	—	—	Tower D10 F167101 ¥5,300	Tower D10ST F167201 ¥6,000	D10 F161631 ¥3,200	D10V F161630 ¥21,000	—
■DL10	0.1 μL ~ 20 μL	DL10T F171200 ¥7,400	DL10ST F171201 ¥8,800	Blister DL10 F172200 ¥7,800	Blister DL10ST F172201 ¥7,400	Reload DL10 F167012 ¥5,200	Tower DL10 F167102 ¥6,000	Tower DL10ST F167202 ¥6,700	DL10 F161451 ¥3,700	DL10V F161450 ¥25,000	—
■D200	2 μL ~ 200 μL	D200T F171300 ¥6,300	D200ST F171301 ¥7,200	Blister D200 F172300 ¥5,600	Blister D200ST F172301 ¥6,300	Reload D200 F167013 ¥4,300	Tower D200 F167103 ¥5,100	Tower D200ST F167203 ¥5,600	D200 F161931 ¥3,300	D200V F161930 ¥18,000	D200ST F161330 ¥12,000
■D300	20 μL ~ 300 μL	D300T F171400 ¥7,500	D300ST F171401 ¥8,000	Blister D300 F172400 ¥6,700	Blister D300ST F172401 ¥7,500	—	Tower D300 F167105 ¥6,300	Tower D300ST F167205 ¥7,500	D300 F161731 ¥4,400	D300V F161730 ¥31,000	—
■D1000	100 μL ~ 1000 μL	D1000T F171500 ¥7,300	D1000ST F171501 ¥8,400	Blister D1000 F172500 ¥6,600	Blister D1000ST F172501 ¥7,800	Reload D1000 F167014 (96×6ラック) ¥4,100	Tower D1000 F167104 (96×7ラック) ¥4,700	Tower D1000ST F167204 (96×7ラック) ¥5,700	D1000 F161671 ¥4,400	D1000V F161670 ¥23,000	D1000ST F161340 ¥13,000
■D1200	100 μL ~ 1200 μL	D1200T F171600 ¥8,000	D1200ST F171601 ¥9,200	Blister D1200 F172800 ¥8,500	Blister D1200ST F172801 ¥9,000	—	—	—	D1200 F161111 ¥4,400	D1200V F161110 ¥31,000	—
■D5000	500 μL ~ 5 mL	D5000T F161370 (50×12ボックス) ¥25,000	—	—	—	—	—	—	D5000 F161571 (334×3袋) ¥12,000	—	—
■D10mL	1 mL ~ 10 mL	D10mLT F161230 (30×8ボックス) ¥20,000	—	—	—	—	—	—	D10mL F161210 (50×4袋) ¥8,100	—	—

*1: リロードパックとプリスターパックご使用の際には、専用のエンブティボックスが必要です。エンブティボックス (プリスターパック/リロードパック共通) ●DL10-D300用 (F171204) 2個入 ¥1,500 ●D1000用 (F171504) 2個入 ¥1,500

*2: タワーパックご使用の際には、専用のタワーパックボックスが必要です。タワーパックボックス (F167100) 1個入 ¥2,000 ※チップは含まれておりません。


ダイヤモンドフィルターチップ (全て滅菌済です)

モデル	容量範囲	Tipack (滅菌済) (96×10ボックス)	Blister Pack (滅菌済)*1 (96×10ラック)
■DF10	0.1 μL ~ 10 μL	DF10ST F171103 ¥18,000	—
■DFL10	0.1 μL ~ 10 μL	DFL10ST F171203 ¥18,000	Blister DFL10ST F172203 ¥17,000
■DF30	2 μL ~ 30 μL	DF30ST F171303 ¥16,000	Blister DF30ST F172303 ¥15,000
■DF100	10 μL ~ 100 μL	DF100ST F171403 ¥16,000	Blister DF100ST F172403 ¥15,000
■DF200*3	20 μL ~ 200 μL	DF200ST F171503 ¥16,000	Blister DF200ST F172503 ¥15,000
■DF300	20 μL ~ 300 μL	DF300ST F171603 ¥16,000	Blister DF300ST F172703 ¥15,000
■DF1000	100 μL ~ 1000 μL	DF1000ST F171703 ¥19,000	Blister DF1000ST F172603 ¥18,000
■DF1200	100 μL ~ 1200 μL	DF1200ST F171803 ¥19,000	Blister DF1200ST F172803 ¥21,000

超微量ロングタイプチップ DL10 / DFL10

DL10/DFL10はD10の装着部を長くすることで、チップホルダーへのサンプルの付着を防ぎます。チップジェクターはDL10/DFL10兼用のデュアルポジションジェクターです。

(P2/P10標準装備)



フィルターチップ

ダイヤモンドフィルターチップは、高密度フィルターを使用しており、ピペッティング時に発生するエアロゾルに対して優れたフィルター効果を発揮します。また、フィルターにはコンタミネーションの原因となるシール材を使用しておりません。



アンプリピュアフィルターチップ (96×10ボックス)

品番	製品名	容量範囲	希望小売価格
F174101	Amplipur ExpertTips FT10	0.5 μL ~ 10 μL	¥11,000
F174201	Amplipur ExpertTips FT20	1 μL ~ 20 μL	¥9,600
F174301	Amplipur ExpertTips FT200*	10 μL ~ 200 μL	¥9,600
F174401	Amplipur ExpertTips FT1000	100 μL ~ 1000 μL	¥12,000

*FT200は、ピペットマンシリーズのP100モデルには使用できません。
※オートクレーブには対応しておりません。

GILSON ブランドの新しいフィルターチップ

Amplipur™
アンプリピュアフィルターチップ

ISO 8655 準拠

RNase/DNase フリー

マイクロマンE microman®

注目商品

高粘性

高揮発性

腐食性

生体サンプル

有害物質


通常のピペットでは扱いにくい

特殊サンプルのピペッティングに最適!

- ◆容量ロック機能により、作業中に勝手に分注容量が変わることを防ぎます
- ◆使い捨てピストンがサンプルに直接接するのでピペット本体を汚染や腐食から守ります
- ◆ワンタッチでキャピラリー&ピストン(CP)の装着ができ手で触れることがないのでコンタミネーションフリー



コンタミネーションが許されない【PCR/qPCR】にも最適!



各モデル ¥43,000

モデル	容量範囲
M10E (FD10001)	1 μL ~ 10 μL
M25E (FD10002)	3 μL ~ 25 μL
M50E (FD10003)	20 μL ~ 50 μL
M100E (FD10004)	10 μL ~ 100 μL
M250E (FD10005)	50 μL ~ 250 μL
M1000E (FD10006)	100 μL ~ 1000 μL

詳しくはコチラ

■マイクロマン E 専用チップ、キャピラリー&ピストン (CP) に関しては、弊社ホームページをご覧ください。▶ <https://www.technosaurus.co.jp/> エムエス機器HP→製品情報→ピペットマン→マニュアルピペット→マイクロマン E



プレートマスター platemaster®

96ウェル一括分注でマイクロプレートへの煩雑な分注作業を素早く・精度良く!

再現性・生産性・効率 大幅UP!
電源・プログラム不要で今すぐ誰でも作業ができる!

- ◆素早く確実にウェルへ分注: 96ウェルプレートなら10秒以内で、384ウェルプレートなら1分未満で処理可能
- ◆0.5 μL~220 μLの容量範囲をカバー
- ◆ギルソン社のダイヤモンドチップを使用
- ◆ヒューマンエラーの回避



PLATEMASTER® 紹介ムービー (約3分間)
このムービーはGILSON 社から提供されたものにコメントを加えたものです。

PLATEMASTER® P20 (F110761)(0.5 μL~20 μL) ¥2,770,000

対応ダイヤモンドチップ:DF30, DF100, D200, DF200, DS200*, DSF200*
※DL10, DFL10, DSL10*に対応したモデルもございます。
*384ウェルプレートを使用した場合にも有効

PLATEMASTER® P220 (F110762)(2 μL~220 μL) ¥2,770,000

対応ダイヤモンドチップ:DF30, DF100, D200, DF200, DS200*, DSF200*, D300, DF300
*384ウェルプレートを使用した場合にも有効

モデル	PLATEMASTER P20	PLATEMASTER P220
容量範囲	0.5 μL ~ 20 μL (0.1 μL 刻み)	2 μL ~ 220 μL (1 μL 刻み)
操作環境	推奨気温 20~25 °C	
外寸法	360 (W) x 450 (D) x 400 (H) mm	
質量	約 16 kg	

3ステップで96ウェルプレートへ分注完了



ダイヤモンドチップをプレートマスターに取り付ける

サンプルを吸引

サンプルをプレートへ吐出

詳しくはコチラ

ピペットマンクラブ



ピペットマンクラブとは

ギルソン社製「マニュアルリキッドハンドリング製品」をお使いいただいている方のための情報サイトです。ギルソン社製ピペットマンの使い方・メンテナンス方法などの詳細な情報や関連資料の閲覧・ダウンロードが可能です。また、ピペットマンの修理や点検などの状況確認や修理見積に対する返答を直接することができます。詳細は弊社ホームページをご覧ください。

▶ 詳しくはコチラ



皆様のご入会をお待ちしております。

MLHウェビナー毎月開催中！



本当に正しいピペットマンの使い方と"2分で出来る日常点検"とメンテナンス



分注の時短! ギルソンの電動 ピペットマン M

エムエス機器ではギルソン社製ピペットマンをお使いの皆様向けに、ピペットマンの正しい使い方やメンテナンス方法、お役立ち情報などを取り扱ったオンラインウェビナーを定期的に配信しております。

※ 弊社ウェブサイトTOP ページ「新着情報 > 展示会・セミナー」のページをご確認下さい。

是非お手元に
ピペットマンを
ご準備頂きご覧ください!

▶ 詳しくはコチラ



We Give You The Best Solution

エムエス機器株式会社



- 東京 〒162-0805 東京都新宿区矢来町113番地
Tel.03-3235-0661代 Fax.03-3235-0669
- 大阪 〒532-0005 大阪市淀川区三国本町2丁目12番4号
Tel.06-6396-0501代 Fax.06-6396-0508
- WEB www.technosaurus.co.jp

取扱販売店



株式会社 新興精機

本社 北九州、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島、大阪、名古屋、東京

※会社名および商品名は、各会社の商標または登録商標です。

●本カタログに記載の規格・仕様・外観および価格は、改良などのため予告なく変更する場合があります。

●掲載の価格には別途消費税が必要です。